



International Medic Industrie



CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOG

I.M.I. snc

p. 02



Siringhe Luer Lock con ago trasparenti *Transparent Luer Lock syringes with needles*

TL108CA	p. 05
TL108NA	p. 06
TL90LA	p. 07
TL90NA	p. 08
TL99NA	p. 09
TP98NA	p. 10

Siringhe senza ago trasparenti *Transparent syringes without needles*

TC98N	p. 12
TC99N	p. 13
TE99N	p. 14
TL108C	p. 15
TL108N	p. 16
TL90L	p. 17
TL90N	p. 18
TL99N	p. 19
TP98N	p. 20



Siringhe Luer Lock con ago opache *Opaque Luer Lock syringes with needles*

ML108CA	p. 22
ML108NA	p. 23
ML90LA	p. 24
ML90NA	p. 25
ML99NA	p. 26
MP98NA	p. 27

Siringhe Luer Lock con ago opache *Opaque Luer Lock syringes with needles*

ML108CA	p. 29
ML108NA	p. 30
ML90LA	p. 31
ML90NA	p. 32
ML99NA	p. 33
MP98NA	p. 34

Certificati

p. 35



I.M.I. snc

International
Medic Industrie



Produzione di siringhe per sistemi ad infusione

Production of syringes for infusion systems

IMI snc è un'azienda specializzata nella produzione e vendita di siringhe per sistemi ad infusione di alta qualità. Offriamo una vasta gamma di siringhe progettate per soddisfare le esigenze specifiche del settore medico.

La nostra mission è fornire dispositivi medici non invasivi che consentano una canalizzazione e una conservazione sicura di sangue, liquidi o tessuti corporei, liquidi o gas destinati ad una trasfusione, somministrazione o introduzione nel corpo.

IMI snc is a company specialising in the production and sale of syringes for high-quality infusion systems. We offer a wide range of syringes designed to meet specific requirements in the medical sector.

Our mission is to provide non-invasive medical devices for safely channelling and storing blood, body fluids or tissues, liquids or gas for transfusion, administration or introduction into the body.

Azienda

Company

Siamo un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di siringhe per sistemi ad infusione. Con una solida esperienza nel settore medico, siamo riconosciuti per l'eccellenza dei nostri prodotti e il nostro impegno per la sicurezza e l'efficacia delle somministrazioni. Da anni lavoriamo con passione per fornire siringhe innovative e affidabili che soddisfino le esigenze dei professionisti sanitari e dei pazienti.

We are a company specialising in the production and sale of syringes for infusion systems. With extensive experience in the medical sector, we are known for the excellence of our products and our commitment to safe and effective administration.

For years we have been dedicated to providing innovative, reliable syringes that meet the requirements of healthcare professionals and patients.



Il processo di fabbricazione avviene attraverso fasi di trasformazione della materia prima, trattamento ed assemblaggio automatico dei semilavorati, confezionamento e sterilizzazione del prodotto finito.

Tutte le fasi di lavorazione avvengono in aree a contaminazione controllata (clean rooms) e ogni dispositivo è sottoposto a rigorosi controlli di qualità presso laboratori accreditati, per garantire la massima precisione e sicurezza.

The manufacturing process includes the transformation of raw materials, the automatic treatment and assembly of semi-finished products, and the sterilisation and packaging of finished products.

All processing phases are carried out in clean rooms, and every device undergoes rigorous quality control procedures at accredited laboratories, to ensure the utmost precision and safety.



Siringhe Luer Lock con ago trasparenti

Transparent Luer Lock syringes with needles

Le nostre siringhe Luer Lock con ago trasparenti offrono una soluzione affidabile per le somministrazioni di farmaci e sostanze terapeutiche. Queste siringhe sono particolarmente adatte per l'utilizzo in reparti ospedalieri di anestesia e cura intensiva, dove è richiesta una somministrazione precisa di medicinali.

Realizzate con materiali di alta qualità, le siringhe Luer Lock con ago garantiscono trasparenza e leggibilità necessarie per un sicuro utilizzo. Sono compatibili con pompe a siringa offrendo una connessione sicura per una somministrazione accurata.

La nostra gamma di siringhe Luer Lock con ago trasparenti comprende varietà di diametri e lunghezze per consentire differenti regolazioni di flusso. Esplora la nostra selezione e trova quella più adatta alle tue esigenze mediche.

Our transparent Luer Lock syringes with needles provide a reliable solution for administering medicines and therapeutic substances. These syringes are especially suitable for use in hospital anaesthesia and intensive care departments, where the accurate administration of medicines is required.

Made of high-quality materials, Luer Lock syringes ensure the transparency and legibility required for safe use. They are compatible with syringe pumps and offer a safe connection for a precise administration method.

Our range of transparent Luer lock syringes with needles includes a variety of diameters and lengths, to satisfy different flow requirements. Explore our selection to find the product most suited to your medical requirements.

TL108CA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa
Pump Setting
Compatibile Monoject
Compatible Monoject

Scatola/Pz.
Box/Pcs
50 (UDI-DI 08033481792111)

Cartone/Pz.
Carton/Pcs
300 (UDI-DI 08033481792128)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Monoject)
(Compatible with pump's setting Monoject)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: *Transparent Polypropylene Atoxic*
Pistone: **In Polipropilene atossico addittivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: *Polypropylene atoxic added of Master Batch white color*

Tappo di tenuta: **In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: *Made of Synthetic Polyisoprene Black color*
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: *Marked each ml in blu color for drying process by UV LED*

Silicone: **Siliconic oil**
Siliconic oil:
Imballo singolo: **Imballo singolo**
Primary Package:
Scatola: **Scatola**
Secondary Package:
Cartone master: **Cartone master**
Outside carton:
Sterilizzazione: **Sterilizzazione**
Sterilization:
Validità: **Validità**
Shelf life:
Resa: **Resa**
Delivery:
Fabbricazione: **Fabbricazione**
Manufacture:

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5 contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5 contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

TL108NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile B.D. Plastipak*
Compatible B.D. Plastipak

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Becton & Dickinson. Il marchio BD Plastipak è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.


*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Becton & Dickinson. The BD Plastipak brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792098)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792104)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione B.D. Plastipak)
(Compatible with pump's setting B.D. Plastipak)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas

N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: **Transparent Polypropylene Atoxic**
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: **Polypropylene atoxic added of Master Batch white color**

Tappo di tenuta: **In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: **Made of Synthetic Polysoprene Black color**
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: **Marked each ml in blu color for drying process by UV LED**

Silicone: **Siliconic oil**
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: **Blister of medical paper and coupled film**
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5**
Secondary Package: **contentente 50 pz**
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5**
Outside carton: **contentente 300 pz**
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: **By Ethylene Oxyde**
Validità: **5 Anni**
Shelf life: **5 Years**
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master**
Delivery: **On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons**
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: **According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE**

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5
contentente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5
contentente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.



TL90LA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Terumo 50*
Compatible Terumo 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Terumo Corporation. Il marchio Terumo 50 è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Terumo Corporation. The Terumo 50 brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792173)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792180)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Terumo 50)
(Compatible with pump's setting Terumo 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeiae
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas

N° Identificazione: CE:0373
N° identification:
Certificato numero: QPZ-1931-20
Number of the certificate:
Classe: IIa
Class:
Classificazione CND: A020102020101
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: 59510
N° registration repertory D.M.:
Marchio: Imi
Label:
Capacità: 50/60 ml
Volume:
Cono: Luer Lock
Nozzle:
Ago montato: 14G
Mounted Needle:
Cilindro: In Polipropilene atossico
Barrel: Transparent Polypropylene Atoxic
Pistone: In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Plunger: Polypropylene atoxic added of Master Batch white color

Tappo di tenuta: In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Seal Gasket double ring: Made of Synthetic Polysoprene Black color
Graduazione: Colore nero ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml
Scale: Marked each ml in black color for drying process by UV LED

Silicone: Siliconic oil
Imballo singolo: Primary Package:
Scatola: Secondary Package:
Cartone master: Outside carton:
Sterilizzazione: Sterilization:
Validità: 5 Anni
Shelf life:
Resa: Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
Delivery: On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
Fabbricazione: In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
Manufacture: According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5 contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5 contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.



TL90NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa

Pump Setting

Compatibile Fresenius Injectomat*

Compatible Fresenius Injectomat

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc & Fresenius SE & Co KGaA. Il marchio Fresenius Injectomat è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Fresenius SE & Co KGaA. The Fresenius Injectomat brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz.

Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792159)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792166)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Fresenius Injectomat)
(Compatible with pump's setting Fresenius Injectomat)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeiae
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: *Transparent Polypropylene Atoxic*
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: *Polypropylene atoxic added of Master Batch white color*
Tappo di tenuta: **In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: *Made of Synthetic Polysoprene Black color*
Graduazione: **Colore nero ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: *Marked each ml in black color for drying process by UV LED*

Silicone: **Siliconic oil**
Siliconic oil:
Imballo singolo: **Imballo singolo**
Primary Package:
Scatola: **Scatola**
Secondary Package:
Cartone master: **Cartone master**
Outside carton:
Sterilizzazione: **Sterilizzazione**
Sterilization:
Validità: **Validità**
Shelf life:
Resa: **Resa**
Delivery:
Fabbricazione: **Fabbricazione**
Manufacture:

Nota:
Note:

Tipo medicale **Medicinal fluid**
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5
contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5
contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

TL99NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Braun Omnifix 50*
Compatible Braun Omnifix 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Omnifix è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Omnifix brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792135)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792142)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Omnifix 50)
(Compatible with pump's setting B.Braun Omnifix 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: Transparent Polypropylene Atoxic
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: Polypropylene atoxic added of Master Batch white color

Tappo di tenuta: **In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: Made of Synthetic Polysoprene Black color
Graduazione: **Colore verde ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: Marked each ml in green color for drying process by UV LED

Silicone: **Siliconic oil**
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: Blister of medical paper and coupled film
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5**
Secondary Package: contenente 50 pz
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5**
Outside carton: contenente 300 pz
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: By Ethylene Oxide
Validità: **5 Anni**
Shelf life: 5 Years
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master**
Delivery: On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5
contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5
contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxide
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

TP98NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Braun Perfusor 50*
Compatible Braun Perfusor 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Perfusor è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Perfusor brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792074)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792081)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Perfusor 50)
(Compatible with pump's setting Braun Perfusor 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeiae
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas

N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: **Transparent Polypropylene Atoxic**
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: **Polypropylene atoxic added of Master Batch white color**

Tappo di tenuta: **In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: **Made of Synthetic Polysoprene Black color**
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: **Marked each ml in blu color for drying process by UV LED**

Silicone: **Siliconic oil**
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: **Blister of medical paper and coupled film**
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5**
Secondary Package: **contenente 50 pz**
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5**
Outside carton: **contenente 300 pz**
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: **By Ethylene Oxide**
Validità: **5 Anni**
Shelf life: **5 Years**
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master**
Delivery: **On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons**
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: **According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE**

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5
contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5
contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxide
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.





Siringhe senza ago trasparenti

Transparent syringes without needles

Le nostre siringhe senza ago trasparenti sono progettate per garantire affidabilità e precisione in diverse discipline mediche. Queste siringhe sono disponibili con:

- cono luer eccentrico che consente una varietà di iniezioni, tra cui quelle intraarticolari, intralombari, intraperitoneali e paravertebrali;
- con cono catetere, utilizzate per lavaggi vescicali, estrazioni di liquidi corporei e drenaggi;
- Luer Lock, ampiamente utilizzate nei reparti ospedalieri di anestesia e cura intensiva.

Le siringhe senza ago trasparenti sono realizzate con materiali di alta qualità, come il polipropilene (PP-latex free), che garantiscono la trasparenza e la leggibilità necessarie per un utilizzo sicuro. La scala graduata consente una misurazione precisa dei liquidi.

Indipendentemente dal tipo di utilizzazione, le nostre siringhe senza ago trasparenti offrono affidabilità e precisione per garantire una somministrazione sicura e accurata.

Our transparent syringes without needles are designed to ensure precision and reliability in different medical sectors. These syringes are available with:

- *an eccentric Luer needle to enable a variety of injections, including intra-articular, intralumbar, intraperitoneal and paravertebral injections;*
- *a catheter needle for bladder washouts, bodily fluid extractions and drainage;*
- *Luer Lock, widely used in hospital anaesthesia and intensive care departments.*

The transparent syringes without needles are made of high-quality materials, such as latex-free polypropylene (PP), ensuring the transparency and legibility required for safe use. A graduated scale enables precise fluid measurement.

Irrespective of the intended use, our transparent syringes without needles offer precision and reliability to ensure that administration is safe and accurate.

TC98N

Siringa u/u 100/120ml cono Catetere
Single-use syringe 100/120ml catheter needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Scatola/Pz.

Box/Pcs

30 (UDI-DI 08033481793118)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

180 (UDI-DI 08033481793125)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 10993
UNI EN ISO 11135

UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas

N° Identificazione: CE:0373
N° identification:
Certificato numero: QPS-0530-20
Number of the certificate:
Classe: Is
Class:
Classificazione CND: A02010203
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: 58580
N° registration repertory D.M.:
Marchio: Imi
Label:
Capacità: 100/120 ml
Volume:
Cono: Catetere
Nozzle: Catheter
Cilindro: In Polipropilene atossico
Barrel: Transparent Polypropylene Atoxic
Pistone: In Polipropilene atossico additivato con Master Batch
Plunger: Polypropylene atoxic added of Master Batch white color

N° 2 adattatori Luer
2 Luer adapters
Tappo di tenuta: In TPE Sintetico (Elastomero Termo Plastico) color
Seal Gasket double ring: nero a doppio anello di tenuta
Made of TPE black color
Graduazione: Colore nero per stampa a trasferimento termico
Scale: Marked each 2 ml in black color thermoprinted

Silicone: Siliconic oil
Imballo singolo: Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Primary Package: Blister of medical paper and coupled film
Scatola: In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5
Secondary Package: contenente 30 pz
Box of triple carton recyclable x 30 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
Cartone master: In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5
Outside carton: contenente 180 pz
Triple carton recycable x 180 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Sterilizzazione: Ad Ossido di Etilene
Sterilization: By Ethylene Oxyde
Validità: 5 Anni
Shelf life: 5 Years
Resa: Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
Delivery: On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
Fabbricazione: In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato
Manufacture: V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE

Nota:
Note:

Tipo medicale: Medical fluid
Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5
contenente 30 pz
Box of triple carton recyclable x 30 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5
contenente 180 pz
Triple carton recycable x 180 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato
V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC
e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione
rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances
accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.



TC99N

Siringa u/u 50/60ml cono Catetere
Single-use syringe 50/60ml catheter nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Scatola/Pz.

Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792050)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792067)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 10993
UNI EN ISO 11135

UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPS-0530-20**
Number of the certificate:
Classe: **Is**
Class:
Classificazione CND: **A02010203**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **58580**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Catetere**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: **Transparent Polypropylene Atoxic**
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: **Polypropylene atoxic added of Master Batch white color**

Tappo di tenuta: **In TPE Sintetico (Elastomero Termo plastico) color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: **Made of TPE black color**

Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: **Marked each ml in blu color for drying process by UV LED**

Silicone: **Siliconic oil**
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: **Blister of medical paper and coupled film**
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz**
Secondary Package: **Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5**
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz**
Outside carton: **Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42**
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: **By Ethylene Oxyde**
Validità: **5 Anni**
Shelf life: **5 Years**
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master**
Delivery: **On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons**
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: **According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE**

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

TE99N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Eccentrico
Single-use syringe 50/60ml Luer Eccentric nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Scatola/Pz.

Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481791916)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481791923)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 10993
UNI EN ISO 1135

UNI EN ISO 556
FARMACOPEA EUROPEA European Pharmacopoeiae
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione:	CE:0373
N° Identification:	
Certificato numero:	QPS-0530-20
Number of the certificate:	
Classe:	Is
Class:	
Classificazione CND:	A020102020102
CND / EMDN Classification:	
N° Iscrizione RDM:	59480
N° registration repertory D.M.:	
Marchio:	Imi
Label:	
Capacità:	50/60 ml
Volume:	
Cono:	Luer Eccentrico
Nozzle:	Luer Eccentric
Cilindro:	In Polipropilene atossico
Barrel:	Transparent Polypropylene Atoxic
Pistone:	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Plunger:	Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
Tappo di tenuta:	In TPE sintetico (Elastomero Termo Plastico) color nero a doppio anello di tenuta
Seal Gasket double ring:	Made of TPE black color
Graduazione:	Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml
Scale:	Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone:
Siliconic oil:
Imballo singolo:
Primary Package:
Scatola:
Secondary Package:
Cartone master:
Outside carton:
Sterilizzazione:
Sterilization:
Validità:
Shelf life:
Resa:
Delivery:
Fabbricazione:
Manufacture:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5
contentente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente
300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato
V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex
V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC
e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione
rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances
accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

Nota:
Note:

TL108C

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa
Pump Setting
Compatibile Monoject
Compatible Monoject

Scatola/Pz.
Box/Pcs
50 (UDI-DI 08033481791978)

Cartone/Pz.
Carton/Pcs
300 (UDI-DI 080033481791985)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Monoject)
(Compatible with pump's setting Monoject)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeiae
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020102**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59508**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: *Transparent Polypropylene Atoxic*
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: *Polypropylene atoxic added of Master Batch white color*
Tappo di tenuta: **In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: *Made of Synthetic Polysoprene Black color*
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED,**
Scale: *marcatuta ogni ml*
Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone: **Siliconic oil**
Siliconic oil:
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: *Blister of medical paper and coupled film*
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5**
Secondary Package: *contenente 50 pz*
Box of triple carton recycable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente**
Outside carton: *300 pz*
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: *By Ethylene Oxyde*
Validità: **5 Anni**
Shelf life: *5 Years*
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master**
Delivery: *On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons*
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: *According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE*
Nota: **Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006**
Note: *Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.*

TL108N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile B.D. Plastipak*
Compatible B.D. Plastipak

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Becton & Dickinson. Il marchio BD Plastipak è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Becton & Dickinson. The BD Plastipak brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481791954)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481791961)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione B.D. Plastipak)
(Compatible with pump's setting B.D. Plastipak)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeiae
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione: CE:0373
N° identification:
Certificato numero: QPZ-1931-20
Number of the certificate:
Classe: IIa
Class: A020102020102
Classificazione CND: 59508
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: 59508
N° registration repertory D.M.:
Marchio: Imi
Label:
Capacità: 50/60 ml
Volume:
Cono: Luer Lock
Nozzle:
Cilindro: In Polipropilene atossico
Barrel: Transparent Polypropylene Atoxic
Pistone: In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Plunger: Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
Tappo di tenuta: In polisoprene IR sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Seal Gasket double ring: Made of Synthetic polysoprene black color
Graduazione: Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml
Scale: Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone: Siliconic oil:
Imballo singolo: Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Primary Package: Blister of medical paper and coupled film
Scatola: In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5
Secondary Package: contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
Cartone master: In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz
Outside carton: Triple carton recyclable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Sterilizzazione: Ad Ossido di Etilene
Sterilization: By Ethylene Oxyde
Validità: 5 Anni
Shelf life: 5 Years
Resa: Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master
Delivery: On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
Fabbricazione: In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
Manufacture: According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Nota: Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Note: Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

TL90L

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Terumo 50*
Compatible Terumo 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Terumo Corporation. Il marchio Terumo 50 è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Terumo Corporation. The Terumo 50 brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792036)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792043)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Terumo 50)
(Compatible with pump's setting Terumo 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione:
N° identification:
Certificato numero:
Number of the certificate:
Classe:
Class:
Classificazione CND:
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM:
N° registration repertory D.M.:
Marchio:
Label:
Capacità:
Volume:
Cono:
Nozzle:
Cilindro:
Barrel:
Pistone:
Plunger:
Tappo di tenuta:
Seal Gasket double ring:
Graduazione:
Scale:

CE:0373
QPZ-1931-20
IIa
A020102020102
59508
Imi
50/60 ml
Luer Lock
In Polipropilene atossico
Transparent Polypropylene Atoxic
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
In polisoprene IR sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Made of Synthetic polysoprene black color
Colore nero ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml
Marked each ml in black color for drying process by UV LED

Silicone:
Siliconic oil:
Imballo singolo:
Primary Package:
Scatola:
Secondary Package:
Cartone master:
Outside carton:
Sterilizzazione:
Sterilization:
Validità:
Shelf life:
Resa:
Delivery:
Fabbricazione:
Manufacture:

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz
Triple carton recyclable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxide
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

TL90N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Fresenius Injectomat*
Compatible Fresenius Injectomat

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Fresenius SE & Co KGaA. Il marchio Fresenius Injectomat è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Fresenius SE & Co KGaA. The Fresenius Injectomat brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792012)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792029)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Fresenius Injectomat)
(Compatible with pump's setting Fresenius Injectomat)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas

N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020102**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59508**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: **Transparent Polypropylene Atoxic**
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: **Polypropylene atoxic added of Master Batch white color**
Tappo di tenuta: **In polisoprene IR sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: **Made of Synthetic polysoprene black color**
Graduazione: **Colore nero ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: **Marked each ml in black color for drying process by UV LED**

Silicone: **Siliconic oil**
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: **Blister of medical paper and coupled film**
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz**
Secondary Package: **Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5**
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz**
Outside carton: **Triple carton recyclable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42**
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: **By Ethylene Oxide**
Validità: **5 Anni**
Shelf life: **5 Years**
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master**
Delivery: **On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons**
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: **According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE**
Nota: **Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006**
Note: **Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.**



TL99N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa

Pump Setting

Compatibile Braun Omnifix 50*

Compatible Braun Omnifix 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Omnifix è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Omnifix brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz.

Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481791992)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792005)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Omnifix 50)
(Compatible with pump's setting Braun Omnifix 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas

N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020102**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59508**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: **Transparent Polypropylene Atoxic**
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: **Polypropylene atoxic added of Master Batch white color**
Tappo di tenuta: **In polisoprene IR sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: **Made of Synthetic polysoprene black color**
Graduazione: **Colore verde ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: **Marked each ml in green color for drying process by UV LED**

Silicone: **Siliconic oil**
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: **Blister of medical paper and coupled film**
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5**
Secondary Package: **contenente 50 pz**
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente**
Outside carton: **300 pz**
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: **By Ethylene Oxyde**
Validità: **5 Anni**
Shelf life: **5 Years**
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master**
Delivery: **On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons**
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: **According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE**
Nota: **Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006**
Note: **Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.**



TP98N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa

Pump Setting

Compatibile Braun Perfusor 50*

Compatible Braun Perfusor 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Perfusor è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Perfusor brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz.

Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481791930)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481791947)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Perfusor 50)
(Compatible with pump's setting Braun Perfusor 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 1135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020102**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59508**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico**
Barrel: **Transparent Polypropylene Atoxic**
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger: **Polypropylene atoxic added of Master Batch white color**
Tappo di tenuta: **In polisoprene IR sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring: **Made of Synthetic polysoprene black color**
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale: **Marked each ml in blu color for drying process by UV LED**

Silicone: **Siliconic oil**
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package: **Blister of medical paper and coupled film**
Scatola: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5**
Secondary Package: **contentente 50 pz**
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz**
Outside carton: **Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42**
Sterilizzazione: **Ad Ossido di Etilene**
Sterilization: **By Ethylene Oxyde**
Validità: **5 Anni**
Shelf life: **5 Years**
Resa: **Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master**
Delivery: **On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons**
Fabbricazione: **In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42**
Manufacture: **According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE**

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medica e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5
contentente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.



Siringhe Luer Lock con ago opache

Opaque Luer Lock syringes with needles

Le nostre siringhe Luer Lock con ago opache offrono una soluzione affidabile per le somministrazioni di farmaci e sostanze terapeutiche, garantendo una connessione sicura e una somministrazione precisa dei fluidi.

Realizzate in polipropilene opaco, queste siringhe offrono una protezione dalla luce e prevengono la degradazione dei liquidi fotosensibili e delle relative proprietà terapeutiche. Le siringhe garantiscono la massima sicurezza e leggibilità durante le somministrazioni.

La nostra gamma di siringhe Luer Lock con ago opache comprende varietà di diametri e lunghezze per consentire differenti regolazioni di flusso. Esplora la nostra selezione e trova quella più adatta alle tue esigenze mediche.

Our opaque Luer Lock syringes with needles provide a reliable solution for administering medicines and photosensitive therapeutic substances, ensuring a safe connection and accurate administration of fluids.

Made of opaque polypropylene, these syringes offer protection from light and prevent the degradation of photosensitive liquids and their therapeutic properties. The syringes guarantee maximum safety and legibility during the administration process.

Our range of opaque Luer Lock syringes with needles includes a variety of diameters and lengths, to satisfy different flow requirements. Explore our selection to find the product most suited to your medical requirements.

ML108CA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa
Pump Setting
Compatibile Monoject
Compatible Monoject

Scatola/Pz.
Box/Pcs
50 (UDI-DI 0803348179234)

Cartone/Pz.
Carton/Pcs
300 (UDI-DI 08033481792241)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Monoject)
(Compatible with pump's setting Monoject)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeiae
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas

N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio**
Barrel:
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger:
Tappo di tenuta: **In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring:
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale:
Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone: **Siliconic oil**
Siliconic oil:
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package:
Scatola: **Blister di carta medica e film accoppiato**
Secondary Package:
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5**
Outside carton:
Sterilizzazione: **contenente 50 pz**
Sterilization:
Validità: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5**
Shelf life:
Resa: **contenente 300 pz**
Delivery:
Fabbricazione: **Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5**
Manufacture:

Tipo medicale
Medical fluid
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallett 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

Nota:
Note:



ML108NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile B.D. Plastipak*
Compatible B.D. Plastipak

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Becton & Dickinson. Il marchio BD Plastipak è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Becton & Dickinson. The BD Plastipak brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792210)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792227)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione B.D. Plastipak)
(Compatible with pump's setting B.D. Plastipak)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio**
Barrel:
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger:
Tappo di tenuta: **In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring:
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale:
Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone: **Siliconic oil**
Siliconic oil:
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package:
Scatola: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Secondary Package:
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5**
Outside carton:
Sterilizzazione: **contenente 50 pz**
Sterilization:
Validità: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5**
Shelf life:
Resa: **contenente 300 pz**
Delivery:
Fabbricazione: **Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5**
Manufacture:
Nota: **Ad Ossido di Etilene**
Note:
By Ethylene Oxide
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

ML90LA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Terumo 50*
Compatible Terumo 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Terumo Corporation. Il marchio Terumo 50 è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Terumo Corporation. The Terumo 50 brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792296)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792302)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Terumo 50)
(Compatible with pump's setting Terumo 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione:
N° identification:
Certificato numero:
Number of the certificate:
Classe:
Class:
Classificazione CND:
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM:
N° registration repertory D.M.:

CE:0373
QPZ-1931-20
IIa
A020102020101
59510
Imi
50/60 ml
Luer Lock
14G

Ago montato:
Mounted Needle:
Cilindro:
Barrel:
Pistone:
Plunger:
Tappo di tenuta:
Seal Gasket double ring:
Graduazione:
Scale:

In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio
Atoxic polypropylene added of master batch orange color
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Made of Synthetic Polysoprene Black color
Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED,
marcatore ogni ml
Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone:
Siliconic oil:
Imballo singolo:
Primary Package:
Scatola:
Secondary Package:
Cartone master:
Outside carton:
Sterilizzazione:
Sterilization:
Validità:
Shelf life:
Resa:
Delivery:
Fabbricazione:
Manufacture:

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5
contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5
contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

ML90NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Fresenius injectomat*
Compatible Fresenius injectomat

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Fresenius SE & Co KGaA. Il marchio Fresenius Injectomat è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Fresenius SE & Co KGaA. The Fresenius Injectomat brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792272)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792289)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Fresenius injectomat)
(Compatible with pump's setting Fresenius Injectomat)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas



N° Identificazione:
N° identification:
Certificato numero:
Number of the certificate:
Classe:
Class:
Classificazione CND:
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM:
N° registration repertory D.M.:
Marchio:
Label:
Capacità:
Volume:
Cono:
Nozzle:
Ago montato:
Mounted Needle:
Cilindro:
Barrel:
Pistone:
Plunger:
Tappo di tenuta:
Seal Gasket double ring:
Graduazione:
Scale:

CE:0373
QPZ-1931-20
IIa
A020102020101
59510
Imi
50/60 ml
Luer Lock
14G
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio
Atoxic polypropylene added of master batch orange color
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
In Polispirene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Made of Synthetic Polysoprene Black color
Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml
Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone:
Siliconic oil:
Imballo singolo:
Primary Package:
Scatola:
Secondary Package:
Cartone master:
Outside carton:
Sterilizzazione:
Sterilization:
Validità:
Shelf life:
Resa:
Delivery:
Fabbricazione:
Manufacture:

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5 contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5 contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

ML99NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa
Pump Setting

Compatibile Braun Omnifix 50*
Compatible Braun Omnifix 50

Scatola/Pz.
Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792258)

Cartone/Pz.
Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792265)

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Omnifix è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Omnifix brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.



Conformità alle seguenti norme:
According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Omnifix 50)
(Compatible with pump's setting Braun Omnifix)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione: N° identification:	CE:0373	Silicone: Siliconic oil:	Tipo medicale Medical fluid
Certificato numero: Number of the certificate:	QPZ-1931-20	Imballo singolo: Primary Package:	Blister costituito da carta medicale e film accoppiato Blister of medical paper and coupled film
Classe: Class:	Ila	Scatola: Secondary Package:	In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5 contentente 50 pz Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5
Classificazione CND: CND / EMDN Classification:	A020102020101	Cartone master: Outside carton:	In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5 contentente 300 pz Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5
N° Iscrizione RDM: N° registration repertory D.M.:	59510	Sterilizzazione: Sterilization:	Ad Ossido di Etilene By Ethylene Oxyde
Marchio: Label:	Imi	Validità: Shelf life:	5 Anni 5 Years
Capacità: Volume:	50/60 ml	Resa: Delivery:	Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
Cono: Nozzle:	Luer Lock	Fabbricazione: Manufacture:	In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42 According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Ago montato: Mounted Needle:	14G	Nota: Note:	Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006 Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.
Cilindro: Barrel:	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio Atoxic polypropylene added of master batch orange color		
Pistone: Plunger:	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco Polypropylene atoxic added of Master Batch white color		
Tappo di tenuta: Seal Gasket double ring:	In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta Made of Synthetic Polysoprene Black color		
Graduazione: Scale:	Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml Marked each ml in blu color for drying process by UV LED		

MP98NA

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock con ago
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock nozzle with needle

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Braun Perfusor 50*
Compatible Braun Perfusor 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Perfusor è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Perfusor brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792197)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792203)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Perfusor)
(Compatible with pump's setting Braun Perfusor)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas

N° Identificazione: **CE:0373**
N° identification:
Certificato numero: **QPZ-1931-20**
Number of the certificate:
Classe: **Ila**
Class:
Classificazione CND: **A020102020101**
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM: **59510**
N° registration repertory D.M.:
Marchio: **Imi**
Label:
Capacità: **50/60 ml**
Volume:
Cono: **Luer Lock**
Nozzle:
Ago montato: **14G**
Mounted Needle:
Cilindro: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio**
Barrel:
Pistone: **In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco**
Plunger:
Tappo di tenuta: **In Polisoprene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta**
Seal Gasket double ring:
Graduazione: **Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml**
Scale:
Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone: **Siliconic oil**
Siliconic oil:
Imballo singolo: **Blister costituito da carta medica e film accoppiato**
Primary Package:
Scatola: **Blister di carta medica e film accoppiato**
Secondary Package:
Cartone master: **In cartone triplo riciclabile cm 38 x 24,5 x 19,5**
Outside carton:
Sterilizzazione: **contenente 50 pz**
Sterilization:
Validità: **Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 24,5 x 19,5**
Shelf life:
Resa: **In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 49,5**
Delivery:
Fabbricazione: **contenente 300 pz**
Manufacture:
Nota: **Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 49,5**
Note:
Tipo medicale: **Ad Ossido di Etilene**
Medical fluid:
By Ethylene Oxide
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 210 contenente 16 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 210 including 16 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.





Siringhe Luer Lock senza ago opache

Opaque Luer Lock syringes without needles

Le nostre siringhe luer lock senza ago opache sono progettate per soddisfare le esigenze specifiche di utilizzo con liquidi fotosensibili. Queste siringhe, realizzate in polipropilene opaco, offrono una protezione affidabile dalla luce e prevengono la degradazione dei liquidi sensibili alla luce.

Le siringhe luer lock senza ago opache sono compatibili con diverse pompe per siringa presenti sul mercato, consentendo una somministrazione sicura e precisa dei liquidi. Queste siringhe sono ampiamente utilizzate in vari settori medici, come l'anestesia e la cura intensiva.

Scegli le nostre siringhe luer lock senza ago opache per un utilizzo sicuro con liquidi fotosensibili. Esplora la nostra selezione e trova quella più adatta alle tue esigenze mediche.

Our opaque Luer lock syringes without needles are designed to meet specific requirements of use with photosensitive liquids. These syringes are made of opaque polypropylene, and provide reliable protection from light and prevent the degradation of light-sensitive liquids.

The opaque Luer lock syringes without needles are compatible with different syringe pumps available on the market, enabling the safe, accurate administration of liquids. These syringes are widely used in various medical departments, such as anaesthesia and intensive care.

Choose our opaque Luer lock syringes without needles for safe use with photosensitive liquids. Explore our selection to find the product most suited to your medical requirements.

ML108C

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa
Pump Setting
Compatibile Monoject
Compatible Monoject

Scatola/Pz.
Box/Pcs
50 (UDI-DI 08033481792357)

Cartone/Pz.
Carton/Pcs
300 (UDI-DI 08033481792364)



Conformità alle seguenti norme:
According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Monoject)
(Compatible with pump's setting Monoject)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA *European Pharmacopoeia*
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE *European Directive 93/42 CEE*

Caratteristiche tecniche *Technical datas*

N° Identificazione:
N° identification:
QPZ-1931-20
Certificato numero:
Number of the certificate:
IIa
Classe:
Class:
A020102020102
Classificazione CND:
CND / EMDN Classification:
59508
N° Iscrizione RDM:
N° registration repertory D.M.:
Imi
Marchio:
Label:
50/60 ml
Capacità:
Volume:
Luer Lock
Cono:
Nozzle:
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio
*Atoxic polypropylene added of master batch orange color
Cilindro:
Barrel:
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
*Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
Pistone:
Plunger:
In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Made of Synthetic Polysoprene Black color
Tappo di tenuta:
Seal Gasket double ring:
Graduazione:
Scale:
Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml
*Marked each ml in blu color for drying process by UV LED***

CE:0373

QPZ-1931-20

IIa

A020102020102

59508

Imi

50/60 ml

Luer Lock

In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio

Atoxic polypropylene added of master batch orange color

In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco

Polypropylene atoxic added of Master Batch white color

In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta

Made of Synthetic Polysoprene Black color

Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml

Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone:
Siliconic oil:
Imballo singolo:
Primary Package:
Scatola:
Secondary Package:

Cartone master:
Outside carton:

Sterilizzazione:
Sterilization:
Validità:
Shelf life:

Resa:
Delivery:

Fabbricazione:
Manufacture:

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid

Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film

In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz

Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5

In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz

Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42

Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde

5 Anni
5 Years

Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons

In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42

According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE

Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006

Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.



ML108N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa
Pump Setting
Compatibile B.D. Plastipak*
Compatible B.D. Plastipak

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Becton & Dickinson. Il marchio BD Plastipak è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.
*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Becton & Dickinson. The BD Plastipak brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz.
Box/Pcs
50 (UDI-DI 08033481792333)

Cartone/Pz.
Carton/Pcs
300 (UDI-DI 08033481792340)



Conformità alle seguenti norme:
According to the following standards:

ISO 80369-7
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione B.D. Plastipak)
(Compatible with pump's setting B.D. Plastipak)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA *European Pharmacopoeia*
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE *European Directive 93/42 CEE*

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione:
N° identification:
Certificato numero:
Number of the certificate:
Classe:
Class:
Classificazione CND:
CND / EMDN Classification:
N° Iscrizione RDM:
N° registration repertory D.M.:
Marchio:
Label:
Capacità:
Volume:
Cono:
Nozzle:
Cilindro:
Barrel:
Pistone:
Plunger:
Tappo di tenuta:
Seal Gasket double ring:
Graduazione:
Scale:

CE:0373
QPZ-1931-20
IIa
A020102020102
59508
Imi
50/60 ml
Luer Lock
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio
Atoxic polypropylene added of master batch orange color
In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Made of Synthetic Polysoprene Black color
Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml
Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone:
Siliconic oil:
Imballo singolo:
Primary Package:
Scatola:
Secondary Package:
Cartone master:
Outside carton:
Sterilizzazione:
Sterilization:
Validità:
Shelf life:
Resa:
Delivery:
Fabbricazione:
Manufacture:

Nota:
Note:

Tipo medicale
Medical fluid
Blister costituito da carta medicale e film accoppiato
Blister of medical paper and coupled film
In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz
Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz
Triple carton recycable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Ad Ossido di Etilene
By Ethylene Oxyde
5 Anni
5 Years
Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master
On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42
According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006
Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

ML90L

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa Pump Setting

Compatibile Terumo 50*
Compatible Terumo 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Terumo Corporation. Il marchio Terumo 50 è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Terumo Corporation. The Terumo 50 brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz. Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792418)

Cartone/Pz. Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792425)



Conformità alle seguenti norme: According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Terumo 50)
(Compatible with pump's setting Terumo 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche Technical datas

N° Identificazione: N° identification:	CE:0373
Certificato numero: Number of the certificate:	QPZ-1931-20
Classe: Class:	Ila
Classificazione CND: CND / EMDN Classification:	A020102020102
N° Iscrizione RDM: N° registration repertory D.M.:	59508
Marchio: Label:	Imi
Capacità: Volume:	50/60 ml
Cono: Nozzle:	Luer Lock
Cilindro: Barrel:	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio Atoxic polypropylene added of master batch orange color
Pistone: Plunger:	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
Tappo di tenuta: Seal Gasket double ring:	In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta Made of Synthetic Polysoprene Black color
Graduazione: Scale:	Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml Marked each ml in blu color for drying process by UV LED



Silicone: Siliconic oil:	Tipo medicale Medical fluid
Imballo singolo: Primary Package:	Blister costituito da carta medicale e film accoppiato Blister of medical paper and coupled film
Scatola: Secondary Package:	In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
Cartone master: Outside carton:	In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz Triple carton recyclable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Sterilizzazione: Sterilization:	Ad Ossido di Etilene By Ethylene Oxide
Validità: Shelf life:	5 Anni 5 Years
Resa: Delivery:	Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
Fabbricazione: Manufacture:	In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42 According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Nota: Note:	Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006 Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.

ML90N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa
Pump Setting
Compatibile Fresenius Injectomat*
Compatible Fresenius Injectomat

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e Fresenius SE & Co KGaA. Il marchio Fresenius Injectomat è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.
*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and Fresenius SE & Co KGaA. The Fresenius Injectomat brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz.
Box/Pcs
50 (UDI-DI 08033481792395)

Cartone/Pz.
Carton/Pcs
300 (UDI-DI 08033481792401)



Conformità alle seguenti norme:
According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Fresenius Injectomat)
(Compatible with pump's setting Fresenius Injectomat)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA *European Pharmacopoeia*
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE *European Directive 93/42 CEE*

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione: <i>N° identification:</i>	CE:0373
Certificato numero: <i>Number of the certificate:</i>	QPZ-1931-20
Classe: <i>Class:</i>	Ila
Classificazione CND: <i>CND / EMDN Classification:</i>	A020102020102
N° Iscrizione RDM: <i>N° registration repertory D.M.:</i>	59508
Marchio: <i>Label:</i>	Imi
Capacità: <i>Volume:</i>	50/60 ml
Cono: <i>Nozzle:</i>	Luer Lock
Cilindro: <i>Barrel:</i>	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio <i>Atoxic polypropylene added of master batch orange color</i>
Pistone: <i>Plunger:</i>	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco <i>Polypropylene atoxic added of Master Batch white color</i>
Tappo di tenuta: <i>Seal Gasket double ring:</i>	In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta <i>Made of Synthetic Polysoprene Black color</i>
Graduazione: <i>Scale:</i>	Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml <i>Marked each ml in blu color for drying process by UV LED</i>

Silicone: <i>Siliconic oil:</i>	Tipo medicale <i>Medical fluid</i>
Imballo singolo: <i>Primary Package:</i>	Blister costituito da carta medicale e film accoppiato <i>Blister of medical paper and coupled film</i>
Scatola: <i>Secondary Package:</i>	In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz <i>Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5</i>
Cartone master: <i>Outside carton:</i>	In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz <i>Triple carton recyclable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42</i>
Sterilizzazione: <i>Sterilization:</i>	Ad Ossido di Etilene <i>By Ethylene Oxyde</i>
Validità: <i>Shelf life:</i>	5 Anni <i>5 Years</i>
Resa: <i>Delivery:</i>	Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master <i>On Pallett 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons</i>
Fabbricazione: <i>Manufacture:</i>	In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42 <i>According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE</i>
Nota: <i>Note:</i>	Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006 <i>Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.</i>

ML99N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa

Pump Setting

Compatibile Braun Omnifix 50*

Compatible Braun Omnifix 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Omnifix è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Omnifix brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz.

Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792371)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792388)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 594-1
ISO 594-2
ISO 7886-1
ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Omnifix 50)
(Compatible with pump's setting Braun Omnifix 50)

ISO 10993
UNI EN ISO 11135
UNI EN ISO 556
FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia
DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas

N° Identificazione: N° identification:	CE:0373
Certificato numero: Number of the certificate:	QPZ-1931-20
Classe: Class:	Ila
Classificazione CND: CND / EMDN Classification:	A020102020102
N° Iscrizione RDM: N° registration repertory D.M.:	59508
Marchio: Label:	Imi
Capacità: Volume:	50/60 ml
Cono: Nozzle:	Luer Lock
Cilindro: Barrel:	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio Atoxic polypropylene added of master batch orange color
Pistone: Plunger:	In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco Polypropylene atoxic added of Master Batch white color
Tappo di tenuta: Seal Gasket double ring:	In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta Made of Synthetic Polysoprene Black color
Graduazione: Scale:	Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED, marcatura ogni ml Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone: Siliconic oil:	Tipo medicale Medical fluid
Imballo singolo: Primary Package:	Blister costituito da carta medicale e film accoppiato Blister of medical paper and coupled film
Scatola: Secondary Package:	In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5 contenente 50 pz Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5
Cartone master: Outside carton:	In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente 300 pz Triple carton recyclable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42
Sterilizzazione: Sterilization:	Ad Ossido di Etilene By Ethylene Oxyde
Validità: Shelf life:	5 Anni 5 Years
Resa: Delivery:	Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master On Pallett 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons
Fabbricazione: Manufacture:	In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato V° direttiva europea 93/42 According to a quality system that Accomplishes annex V° of directive 93/42/CEE
Nota: Note:	Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione rispettano il regolamento Reach 1907/2006 Syringes are PVC free, Latex free. All used substances accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.



MP98N

Siringa u/u 50/60ml cono Luer Lock
Single-use syringe 50/60ml Luer Lock

CE N° identificazione CE: 0373
CE identification number: 0373

Regolazione Pompa

Pump Setting

Compatibile Braun Perfusor 50*

Compatible Braun Perfusor 50

*Non esiste alcun accordo commerciale o di altro tipo tra I.M.I. Snc e B.Braun Melsungen AG. Il marchio B.Braun Perfusor è utilizzato a solo scopo descrittivo per un corretto uso del dispositivo.

*There is no business agreement or any other type of agreement between I.M.I. Snc and B.Braun Melsungen AG. The B.Braun Perfusor brand is only used for descriptive purpose to ensure correct use of the device.

Scatola/Pz.

Box/Pcs

50 (UDI-DI 08033481792319)

Cartone/Pz.

Carton/Pcs

300 (UDI-DI 08033481792326)



Conformità alle seguenti norme:

According to the following standards:

ISO 80369-7

ISO 7886-1

ISO 7886-2 (Compatibilità all'uso con pompe aventi regolazione Braun Perfusor)
(Compatible with pump's setting Braun Perfusor)

ISO 10993

UNI EN ISO 11135

UNI EN ISO 556

FARMACOEPA EUROPEA European Pharmacopoeia

DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE European Directive 93/42 CEE

Caratteristiche tecniche

Technical datas



N° Identificazione:

CE:0373

N° identification:

Certificato numero:

QPZ-1931-20

Number of the certificate:

Classe:

Ila

Class:

Classificazione CND:

A020102020102

CND / EMDN Classification:

N° Iscrizione RDM:

59508

N° registration repertory D.M.:

Marchio:

Imi

Label:

Capacità:

50/60 ml

Volume:

Cono:

Luer Lock

Nozzle:

Cilindro:

In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore arancio
Atoxic polypropylene added of master batch orange color

Barrel:

In Polipropilene atossico additivato con Master Batch colore bianco
Polypropylene atoxic added of Master Batch white color

Pistone:

In Polipropilene IR Sintetico color nero a doppio anello di tenuta
Made of Synthetic Polysoprene Black color

Seal Gasket double ring:

Graduazione:

Colore blu ad essiccazione con raggi UV LED,
marcatore ogni ml

Scale:

Marked each ml in blu color for drying process by UV LED

Silicone:

Siliconic oil:

Imballo singolo:

Primary Package:

Scatola:

Secondary Package:

Cartone master:

Outside carton:

Sterilizzazione:

Sterilization:

Validità:

Shelf life:

Resa:

Delivery:

Fabbricazione:

Manufacture:

Nota:

Note:

Tipo medicale

Medical fluid

Blister costituito da carta medicale e film accoppiato

Blister of medical paper and coupled film

In cartone triplo riciclabile cm 38 x 19,5 x 19,5

contenente 50 pz

Box of triple carton recyclable x 50 pcs cm 38 x 19,5 x 19,5

In cartone triplo riciclabile cm 60 x 39 x 42 contenente

300 pz

Triple carton recyclable x 300 Pcs cm 60 x 39 x 42

Ad Ossido di Etilene

By Ethylene Oxyde

5 Anni

5 Years

Su Pallett cm 120 x 80 x 220 contenente 20 Cartoni Master

On Pallet 120 x 80 x 220 including 20 outside cartons

In conformità ad un sistema di qualità secondo allegato

V° direttiva europea 93/42

According to a quality system that Accomplishes annex

V° of directive 93/42/CEE

Le siringhe sono costituite da materiale libero da PVC

e da lattice. Le sostanze utilizzate per la fabbricazione

rispettano il regolamento Reach 1907/2006

Syringes are PVC free, Latex free. All used substances

accomplish with regulation EC 1907/2006 reach.



Certificati

Certificates



Certificato N°: QPZ-1931-20
Certificate N°

Data prima emissione: 20/04/2020
First issue date:



Certificato N°: QPZ-0530-20
Certificate N°

Data prima emissione: 20/04/2020
First issue date:

I.M.I. snc

📍 Viale dell'Artigianato vicolo Primo
35036 Montegrotto Terme (PD) - Italia

☎ Tel +39 0498910493

✉ info@imisnc.it

🌐 www.imimedicaldevice.com

Iscrizione EUDAMED N° IT-MF-000019936



International Medic Industrie

imimedicaldevice.com